














Platform	IO Scan Body	Model Analog	Model Analog Tool	Hybrid Base Kit	Margin Width & Gingiva Height	Prosthetic screw - implant manufacturer	Screwdriver Hybrid Base Kit	API® Bridge	Hybrid Base Bridge	Margin Width & Gingiva Height	Prosthetic screw - hex-alobular	Prosthetic Screwdriver	Torque	
														
	Art No:	Art No:	Art No:	Art No:	Size:	Art No:	Art No:	Art No:	Art No:	Size	Art No:	Art No:	Ncm:	
Biomet 3i® Certain	3.4	IO 7B-A	MA-BCE34-1	AT-16-1	HB-BCE34-1	Ø 3.1 GH 0.4mm	AS-BCEM168POS	0.050 (1.25 mm) Hex screwdriver					20 Ncm	
	4.1	IO 7B-B	MA-BCE41-1		HB-BCE41-1	Ø 3.4 GH 0.4mm								
	5.0		MA-BCE50-1		HB-BCE50-1	Ø 5.0 GH 0.4mm								
	6.0		MA-BCE60-1		HB-BCE60-1	Ø 6.0 GH 0.4mm								
Biomet 3i® External Hex	3.4	IO 7A-A	MA-BEH34-1	AT-20-1			AS-BEHM208POS	0.050 (1.25 mm) Hex screwdriver					32 Ncm	
	4.1	IO 7A-B	MA-BEH41-1											
	5.0		MA-BEH50-1											
	6.0		MA-BEH60-1											
Camlog®	3.3	IO 9A-A	MA-CAS33-1	AT-16-1			AS-CASM1610PO	1.28 mm Hex screwdriver					20 Ncm	
	3.8	IO 9A-B	MA-CAS38-1											
	4.3	IO 9A-C	MA-CAS43-1											
	5.0/6.0	IO9A-D	MA-CAS50-1	AT-20-1			AS-CASM2010PO							
Camlog® Bar Abutment	3.3-4.3	IO 9B-A	MA-CBA43-1	AT-16-1				1.28 mm Hex screwdr	HBB-CBA43-1	HBBS-CBA43-1	Ø 5.0 GH 1.5mm	AS-CBAM1604A-1		15 Ncm
Dentsply Ankylos®	3.5-7.0	IO 8B-A SA	MA-DAN35/70-1	AT-16-1				1.0 mm Hex screwdr						
Dentsply Ankylos® Balance Base	BB NP	IO 8C-A	MA-DBA40-1	AT-16-1				1.0 mm Hex screwdriver	HBB-DBA40-1	HBBS-DBA40-1	Ø 5.0 GH 0.6mm	AS-DBAM1605A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	10 Ncm
Astra Tech Implant System™ OsseoSpeed® TX	3.0	IO 3A-A SA	MA-ATO30-1	AT-14-1	HB-ATO30-1	Ø 3.4 GH 0.9mm	AS-ATOM148POS	0.050 Hex screwdriver					15 Ncm	
	3.5/4.0	IO 3A-B SA	MA-ATO35-1	AT-16-1	HB-ATO35/40-1	Ø 3.7 GH 0.5mm	AS-ATOM168POS						20 Ncm	
	4.5/5.0	IO 3A-C SA	MA-ATO45-1	AT-20-1	HB-ATO45/50-1	Ø 4.5 GH 0.7mm	AS-ATOM2010POS						25 Ncm	
Astra Tech™ UniAbutment 20°	20°	IO 3D-B	MA-ATU20-1	AT-14-1				0.050 Hex screwdriver	HBB-ATU20-1	HBBS-ATU20-1	Ø 5.0 GH 1.5mm	AS-ATUM1405A-1	15 Ncm	
Astra Tech™ UniAbutment 45°	45°	IO 3D-C	MA-ATU45-1	AT-14-1					HBB-ATU45-1	HBBS-ATU45-1	Ø 5.0 GH 1.0mm			
Astra Tech Implant System™ OsseoSpeed® EV	3.0	IO 3B-A SA	MA-ATE30-1	AT-14-1	HB-ATE30-1	Ø 3.5 GH 1.0mm	AS-ATEM148POS	0.050 Hex screwdriver					25 Ncm	
	3.6	IO 3B-B SA	MA-ATE36-1	AT-16-1	HB-ATE36-1	Ø 3.7 GH 1.0mm	AS-ATEM168POS							
	4.2	IO 3B-C SA	MA-ATE42-1	AT-18-1	HB-ATE42-1	Ø 4.5 GH 1.0mm	AS-ATEM188POS							
	4.8	IO 3B-D SA	MA-ATE48-1	AT-20-1	HB-ATE48-1	Ø 4.5 GH 1.0mm	AS-ATEM208POS							
	5.4	IO 3B-E SA	MA-ATE54-1		HB-ATE54-1	Ø 5.0 GH 1.0mm								
Astra Tech Implant System™	4.2	IO 3C-A SA	MA-ATE42P-1	AT-18-1			AS-ATEM188POS	0.050 Hex screwdriver					25 Ncm	
	4.8	IO 3C-B SA	MA-ATE48P-1	AT-20-1			AS-ATEM208POS							
Astra Tech Implant System™ EV	UA33°	IO 3D-A	MA-AUE33-1	AT-18-1				0.050 Hex screwdriver	HBB-AUE33-1	HBBS-AUE33-1	Ø 5.0 GH 1.0mm	AS-AUEM1805A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	15 Ncm
Dentsply Xive®	3.0	IO 8A-A	MA-DXI30-1	AT-14-1			AS-DXIM1409POS	1.22 mm Hex screwdriver					24 Ncm	
	3.4	IO 8A-B	MA-DXI34-1	AT-16-1										
	3.8	IO 8A-C	MA-DXI38-1				AS-DXIM1609POS							
	4.5	IO 8A-D	MA-DXI45-1											
Neoss® Access		IO 1B-A	MA-NAC40-1	AT-20-1										
Neoss® Implant System	3.25	IO 1A-B	MA-NIS33-1	AT-16-1				Neoss Implant Inserter						
	3.5-5.5	IO 1A-A	MA-NIS35/55-1	AT-20-1			AS-NISM207POS						32 Ncm	
Nobel Biocare® Brånemark System®	3.3/3.5 NP	IO 6A-A	MA-BRA35-1	AT-16-1	HB-BRA35-1	Ø 4.5 GH 0.6mm	AS-BRAM167POS	Nobel Biocare Unigrip	HBB-BRA35-1	HBBS-BRA35-1	Ø 5.0 GH 1.5mm	AS-BRAM1607A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	35 Ncm
	3.75/4.0 RP	IO 6A-B	MA-BRA41-1	AT-20-1	HB-BRA41-1	Ø 4.5 GH 0.8mm	AS-BRAM207POS		HBB-BRA41-1	HBBS-BRA41-1	Ø 6.0 GH 1.0mm	AS-BRAM2007A-1		
	5.0/5.5 WP	IO 6A-C	MA-BRA51-1	AT-25-1	HB-BRA51-1	Ø 4.5 GH 0.5mm	AS-BRAM257POS		HBB-BRA51-1	HBBS-BRA51-1	Ø 6.0 GH 0.8mm	AS-BRAM2507A-1		
Nobel Biocare® Conical Connection	3.0	IO 2B-D / SA	MA-NBA30-1	AT-14-1	HB-NBA30-1	Ø 3.1 GH 0.6mm	AS-NBAM1407POS	Nobel Biocare Unigrip					15 Ncm	
	3.5/3.75 NP	IO 2B-A / SA	MA-NBA35-1	AT-16-1	HB-NBA35-1	Ø 3.7 GH 0.9mm	AS-NBAM168POS		HBB-NBA35-1	HBBS-NBA35-1	Ø 5.0 GH 1.0mm	AS-NBAM1608A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	35 Ncm
	4.3/5.0 RP	IO 2B-B / SA	MA-NBA43-1	AT-20-1	HB-NBA43-1	Ø 4.5 GH 0.9mm	AS-NBAM207POS		HBB-NBA43-1	HBBS-NBA43-50-1	Ø 5.0 GH 1.0mm	AS-NBAM2007A-1		
	5.5 WP	IO 2B-C / SA	MA-NBA60-1		HB-NBA60-1	Ø 4.5 GH 0.7mm			HBB-NBA60-1	HBBS-NBA60-1	Ø 5.7 GH 1.0mm			
Nobel Biocare® Multi-Unit	NP/RP	IO 2C-A	MA-MUA45-1	AT-14-1				Nobel Biocare Unigrip	HBB-MUA45-1	HBBS-MUA45-1	Ø 5.0 GH 0.9mm	AS-MUAM1403A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	15 Ncm
	WP	IO 2C-B	MA-MUA60-1	AT-18-1				HBB-MUA60-1	HBBS-MUA60-1	Ø 5.7 GH 1.2mm	AS-MUAM1804A-1			
Nobel Replace®	3.5 NP	IO 2A-A	MA-NBR35-1	AT-18-1	HB-NBR35-1	Ø 4.5 GH 0.5mm	AS-NBRM1808POS	Nobel Biocare Unigrip	HBB-NBR35-1	HBBS-NBR35-1	Ø 5.0 GH 1.0mm	AS-NBRM1808A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	35 Ncm
	4.3 RP	IO 2A-B	MA-NBR43-1	AT-20-1	HB-NBR43-1	Ø 4.5 GH 0.1mm	AS-NBRM2010POS		HBB-NBR43-1	HBBS-NBR43-1	Ø 5.0 GH 0.6mm	AS-NBRM2010A-1		
	5.0 WP	IO 2A-C	MA-NBR50-1		HB-NBR50-1	Ø 5.0 GH 0.2mm			HBB-NBR50-1	HBBS-NBR50-1	Ø 5.7 GH 0.6mm			
	6.0	IO 2A-D	MA-NBR60-1		HB-NBR60-1	Ø 6.0 GH 0.4mm			HBB-NBR60-1	HBBS-NBR60-1	Ø 7.0 GH 0.8mm			
Straumann® Bone Level	3.3 NC	IO 4A-A SA	MA-SBO33-1		AT-16-1	HB-SBO33-1		Ø 3.5 GH 0.8mm	AS-SBOM1608POS	SCS screwdriver	HBB-SBO33-1		HBBS-SBO33-1	Ø 5.0 GH 1.7mm
	4.1/4.8 RC	IO 4A-B SA	MA-SBO41-1		HB-SBO41/48-1	Ø 4.1 GH 0.8mm		HBB-SBO41-1	HBBS-SBO41-48-1	Ø 5.0 GH 1.3mm				
Straumann® Bone Level on Screw-retained Abutment	3.5	IO 4D-A	MA-SSA35-1	AT-14-1				SCS screwdriver	HBB-SSA35-1	HBBS-SSA35-1	Ø 5.0 GH 1.0mm	AS-SSAM1404A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	15 Ncm
	4.6	IO 4D-B	MA-SSA46-1						HBB-SSA46-1	HBBS-SSA46-1	Ø 5.0 GH 0.9mm			
	3.5 NNC	IO 4C-A												
Straumann® Standard Tissue Level	4.8 RN	IO 4B-A	MA-SSY48-1	AT-20-1	HB-SSY48-1	Ø 4.5 GH 0.4mm	AS-SSYM207POS	SCS screwdriver	HBB-SSY48-1	HBBS-SSY48-1	Ø 5.7 GH 0.3mm	AS-SSYM2007A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	35 Ncm
	6.5 WN	IO 4B-B	MA-SSY65-1		HB-SSY65-1	Ø 7.0 GH 0.5mm		HBB-SSY65-1	HBBS-SSY65-1	Ø 6.5 GH 0.6mm				
Zimmer Screw-Vent®	3.5	IO 5A-A	MA-ZSV35-1	AT-18-1	HB-ZSV35-1	Ø 4.5 GH 0.6mm	AS-ZSVM1808POS	1.25 mm Hex screwdriver	HBB-ZSV35-1	HBBS-ZSV35-1	Ø 5.0 GH 0.9mm	AS-ZSVM1808A-1	PS-AH18-1, PS-AH26-1 or PS-AH34-1	30 Ncm
	4.5	IO 5A-B	MA-ZSV45-1		HB-ZSV45-1	Ø 5.0 GH 0.4mm			HBB-ZSV45-1	HBBS-ZSV45-1	Ø 5.0 GH 0.5mm			
	5.7	IO 5A-C	MA-ZSV57-1		HB-ZSV57-1	Ø 6.0 GH 0.3mm			HBB-ZSV57-1	HBBS-ZSV57-1	Ø 6.0 GH 0.4mm			

# Elos Accurate® Library Overview



Naming of implant brand and connection in 3Shape & Dental Wings	Naming in Exocad		For intraoral and desktop scanning: Elos Accurate® IO Scan Body										Desktop scanbody, libraries will not be further updated: Elos Accurate® Scan Body			
	Implant brand	Connection	Bridges and Bars in one-piece IO	Customized IO	Customized Abutments IO SA	Hybrid Base IO SA	Hybrid Base IO Kit	Hybrid Base IO Kit IO SA	Hybrid Base IO	Hybrid Base IO SA	Bridges and Bars in one-piece	Customized Abutments	Hybrid Base IO Kit	Hybrid Base IO SA		
Neoss Implant system 3.5-5.5	NE	PA	IO 1A-A	IO 1A-A	-	-	-	-	-	-	1A-A	1A-A	-	-		
Neoss Implant system 3.25	NE	PA	IO 1A-B	IO 1A-B	-	-	-	-	-	-	1A-B	1A-B	-	-		
Neoss Access	NE	ACC	IO 1B-A	-	-	-	-	-	-	-	1B-A	-	-	-		
Nobel Replace NP	NB	RP	IO 2A-A	IO 2A-A	-	IO 2A-A	IO 2A-A	IO 2A-A	2A-A	-	2A-A	2A-A	2A-A	-		
Nobel Replace RP	NB	RP	IO 2A-B	IO 2A-B	-	IO 2A-B	IO 2A-B	IO 2A-B	2A-B	-	2A-B	2A-B	2A-B	-		
Nobel Replace WP	NB	RP	IO 2A-C	IO 2A-C	-	IO 2A-C	IO 2A-C	IO 2A-C	2A-C	-	2A-C	2A-C	2A-C	-		
Nobel Replace 6.0	NB	RP	IO 2A-D	IO 2A-D	-	IO 2A-D	IO 2A-D	IO 2A-D	2A-D	-	2A-D	2A-D	2A-D	-		
Nobel CC 3.0	NB	AC	IO 2B-D	IO 2B-D	IO 2B-D SA	IO 2B-D	IO 2B-D SA	IO 2B-D SA	IO 2B-D SA	IO 2B-D SA	2C-A	2C-A	2B-D	-		
Nobel CC NP	NB	AC	IO 2B-A	IO 2B-A	IO 2B-A SA	IO 2B-A	IO 2B-A SA	IO 2B-A SA	IO 2B-A SA	IO 2B-A SA	2C-B	2C-B	2B-A	2B-A		
Nobel CC 4.3 RP	NB	AC	IO 2B-B	IO 2B-B	IO 2B-B SA	IO 2B-B	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	2C-A	2C-A	2B-B	2B-B		
Nobel CC 5.0 RP	NB	AC	IO 2B-B	IO 2B-B	IO 2B-B SA	IO 2B-B	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	IO 2B-B SA	2C-A	2C-A	2B-B	2B-B		
Nobel CC 6.0 WP	NB	AC	-	-	-	IO 2B-C	IO 2B-C	IO 2B-C	IO 2B-C	IO 2B-C	-	-	2B-C	2B-C		
Nobel Multi Unit NP/RP	NB	Multi	IO 2C-A	-	-	IO 2C-A	IO 2C-A	IO 2C-A	IO 2C-A	IO 2C-A	2C-A	2C-A	2C-A	2C-A		
Nobel Multi Unit WP	NB	Multi	IO 2C-B	-	-	IO 2C-B	IO 2C-B	IO 2C-B	IO 2C-B	IO 2C-B	2C-B	2C-B	2C-B	2C-B		
Astra Tech 3.0	AS	OS	-	-	IO 3A-A SA	-	IO 3A-A SA	IO 3A-A SA	-	-	-	3A-A	3A-A	-		
Astra Tech 3.5/4.0	AS	OS	-	-	IO 3A-B SA	-	IO 3A-B SA	IO 3A-B SA	-	-	-	3A-B	3A-B	-		
Astra Tech 4.5/5.0	AS	OS	-	-	IO 3A-C SA	-	IO 3A-C SA	IO 3A-C SA	-	-	-	3A-C	3A-C	-		
Astra Tech™ UniAbutment 20°	AS	U 20deg	-	-	-	-	-	-	-	IO 3D-B	-	-	-	-		
Astra Tech™ UniAbutment 45°	AS	U 45deg	-	-	-	-	-	-	-	IO 3D-C	-	-	-	-		
Astra Tech EV 3.0	AS	EV	-	-	IO 3B-A SA	-	IO 3B-A SA	IO 3B-A SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 3.6	AS	EV	-	-	IO 3B-B SA	-	IO 3B-B SA	IO 3B-B SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 4.2	AS	EV	-	-	IO 3B-C SA	-	IO 3B-C SA	IO 3B-C SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 4.8	AS	EV	-	-	IO 3B-D SA	-	IO 3B-D SA	IO 3B-D SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 5.4	AS	EV	-	-	IO 3B-E SA	-	IO 3B-E SA	IO 3B-E SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 4.2 (Profile)	AS	EV-P	-	-	IO 3C-A SA	-	IO 3C-A SA	IO 3C-A SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech EV 4.8 (Profile)	AS	EV-P	-	-	IO 3C-B SA	-	IO 3C-B SA	IO 3C-B SA	-	-	-	-	-	-		
Astra Tech UNI Abutment EV	AS	EV-U	-	-	-	-	-	-	-	IO 3D-A	-	-	-	-		
Straumann Bonelevel NC 3.3	STR	BL	-	-	IO 4A-A SA	-	IO 4A-A SA	IO 4A-A SA	-	IO 4A-A SA	4A-A	4A-A	4A-A	4A-A		
Straumann Bonelevel RC 4.1	STR	BL	-	-	IO 4A-B SA	-	IO 4A-B SA	IO 4A-B SA	-	IO 4A-B SA	4A-B	4A-B	4A-B	4A-B		
Straumann Bonelevel RC 4.8	STR	BL	-	-	IO 4A-B SA	-	IO 4A-B SA	IO 4A-B SA	-	IO 4A-B SA	4A-B	4A-B	4A-B	4A-B		
Straumann Standard RN	STR	SYN	IO 4B-A	IO 4B-A	IO 4B-A SA	IO 4B-A	IO 4B-A SA	IO 4B-A SA	IO 4B-A	IO 4B-A	4B-A	4B-A	4B-A	4B-A		
Straumann Standard WN	STR	SYN	IO 4B-B	IO 4B-B	IO 4B-A SA	IO 4B-B	IO 4B-A SA	IO 4B-B	IO 4B-B	IO 4B-B	4B-A	4B-A	4B-A	4B-A		
Straumann NNC	STR	NNC	IO 4C-A	IO 4C-A	-	-	-	-	-	4C-A	4C-A	-	-	-		
Straumann Screw-retained 3.5	STR	SR	-	-	-	-	-	-	-	IO 4D-A	-	-	-	-		
Straumann Screw-retained 4.6	STR	SR	-	-	-	-	-	-	-	IO 4D-B	-	-	-	-		
Zimmer Screwent 3.5	ZI	T5V	IO 5A-A	IO 5A-A	-	IO 5A-A	IO 5A-A	IO 5A-A	-	-	5A-A	5A-A	5A-A	-		
Zimmer Screwent 4.5	ZI	T5V	IO 5A-B	IO 5A-B	-	IO 5A-B	IO 5A-B	IO 5A-B	-	-	5A-A	5A-A	5A-A	-		
Zimmer Screwent 5.7	ZI	T5V	IO 5A-C	IO 5A-C	-	IO 5A-C	IO 5A-C	IO 5A-C	-	-	5A-B	5A-B	5A-B	-		
Brånemark NP	NB	BM	IO 6A-A	IO 6A-A	-	IO 6A-A	IO 6A-A	IO 6A-A	-	IO 6A-A	6A-A	6A-A	6A-A	6A-A		
Brånemark RP	NB	BM	IO 6A-B	IO 6A-B	-	IO 6A-B	IO 6A-B	IO 6A-B	-	IO 6A-B	6A-B	6A-B	6A-B	6A-B		
Brånemark WP	NB	BM	IO 6A-C	IO 6A-C	-	IO 6A-C	IO 6A-C	IO 6A-C	-	IO 6A-C	6A-C	6A-C	6A-C	6A-C		
Biomet External Hex 3.4	BIO	iii EXT	IO 7A-A	IO 7A-A	-	-	-	-	-	-	7A-A	7A-A	-	-		
Biomet External Hex 4.1	BIO	iii EXT	IO 7A-B	IO 7A-B	-	-	-	-	-	-	7A-B	7A-B	-	-		
Biomet External Hex 5.0	BIO	iii EXT	IO 7A-B	IO 7A-B	-	-	-	-	-	-	7A-B	7A-B	-	-		
Biomet External Hex 6.0	BIO	iii EXT	IO 7A-B	IO 7A-B	-	-	-	-	-	-	7A-B	7A-B	-	-		
Biomet Certain 3.4	BIO	iii CE	IO 7B-A	IO 7B-A	-	IO 7B-A	IO 7B-A	IO 7B-A	-	-	7B-A	7B-A	7B-A	-		
Biomet Certain 4.1	BIO	iii CE	IO 7B-B	IO 7B-B	-	IO 7B-B	IO 7B-B	IO 7B-B	-	-	7B-B	7B-B	7B-B	-		
Biomet Certain 5.0	BIO	iii CE	IO 7B-B	IO 7B-B	-	IO 7B-B	IO 7B-B	IO 7B-B	-	-	7B-B	7B-B	7B-B	-		
Biomet Certain 6.0	BIO	iii CE	IO 7B-B	IO 7B-B	-	IO 7B-B	IO 7B-B	IO 7B-B	-	-	7B-B	7B-B	7B-B	-		
Dentsply Xive D3.0	DS	XI	IO 8A-A	IO 8A-A	-	-	-	-	-	-	8A-A	8A-A	-	-		
Dentsply Xive D3.4	DS	XI	IO 8A-B	IO 8A-B	-	-	-	-	-	-	8A-B	8A-B	-	-		
Dentsply Xive D3.8	DS	XI	IO 8A-C	IO 8A-C	-	-	-	-	-	-	8A-C	8A-C	-	-		
Dentsply Xive D4.5	DS	XI	IO 8A-D	IO 8A-D	-	-	-	-	-	-	8A-D	8A-D	-	-		
Dentsply Xive D5.5	DS	XI	IO 8A-D	IO 8A-D	-	-	-	-	-	-	8A-D	8A-D	-	-		
Dentsply Ankylos 3.5	DS	AN	-	-	IO 8B-A SA	-	IO 8B-A SA	IO 8B-A SA	-	-	-	-	-	-		
Dentsply Ankylos 4.5	DS	AN	-	-	IO 8B-A SA	-	IO 8B-A SA	IO 8B-A SA	-	-	-	-	-	-		
Dentsply Ankylos 5.5	DS	AN	-	-	IO 8B-A SA	-	IO 8B-A SA	IO 8B-A SA	-	-	-	-	-	-		
Dentsply Ankylos 7.0	DS	AN	-	-	IO 8B-A SA	-	IO 8B-A SA	IO 8B-A SA	-	-	-	-	-	-		
Dentsply Ankylos Balance Base	DS	AN-B	IO 8C-A	-	-	IO 8C-A	-	-	IO 8C-A	-	8C-A	-	8C-A	8C-A		
Camlog 3.3	CL	SL	IO 9A-A	IO 9A-A	-	-	-	-	-	-	9A-A	-	-	-		
Camlog 3.8	CL	SL	IO 9A-B	IO 9A-B	-	-	-	-	-	-	9A-B	-	-	-		
Camlog 4.3	CL	SL	IO 9A-C	IO 9A-C	-	-	-	-	-	-	9A-C	-	-	-		
Camlog 5.0	CL	SL	IO 9A-D	IO 9A-D	-	-	-	-	-	-	9A-D	-	-	-		
Camlog 6.0	CL	SL	IO 9A-D	IO 9A-D	-	-	-	-	-	-	9A-D	-	-	-		
Camlog Bar Abutment	CL	BA	-	-	-	-	-	-	-	IO 9B-A	-	-	-	-		